

Sonicare For Kids rechargeable sonic toothbrush



PHILIPS
sonicare

Sissejuhatus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.

Teie ja teie laps omate nüüd Sonicare'iga ühendatud hambaharja. See Bluetooth'iga ühendatud hambahari interakteerub meelt lahutava mobiilse hambapesu rakendusega, mis lapse tähelepanu õigeid hambapesutehnikaid õppides köidab.

Seadme osad (joon. 1)

- 1 Hügieeniline reisivutlar
- 2 Harjapea
- 3 Pehme haardekohaga käepide
- 4 Aku laadimise märgutulega toitenupp
- 5 Vahetatavate kleebistega eemaldatav paneel
- 6 Märgutuledega harjamisrežiimi nupp
- 7 Laadija
- 8 Paneel
- 9 Kleebis

Tähtis ohutusteave

Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Ärge tehke laadijat märjaks. Ärge pange ega hoidke seda vee läheduses, näiteks vett täis vanni, pesukausi, valamü vms kohal. Ärge kunagi kastke laadijat vette ega mingisse muusse vedelikku. Pärast

- puhastamist veenduge, et laadija oleks täiesti kuiv enne vooluvõrku ühendamist.
- See seade ei ole mänguasi. Kontrollige regulaarselt, ega harjapeadel ei ole pragusid. Pragunenud harjapead võivad endast kujutada lämbumisohtu.

Hoiatus

- Toitejuhet ei saa asendada. Kui toitejuhe on kahjustatud, kõrvaldage laadija kasutusest.
- Vahetage laadija ohtlike olukordade vältimiseks alati välja originaalseadme vastu.
- Ärge kasutage laadijat õues ega kuumade pindade läheduses.
- Kui seade (harjapea, käepide või laadija) on kahjustatud, lõpetage selle kasutamine. Sellel seadmel pole ühtki hooldatavat osa. Kui seade on kahjustatud, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega (vt ptk „Garantii ja tugi”).
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja kui nad mõistavad sellega seotud ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge laske lastel seadet puhastada ja hooldada, kui nad ei ole vähemalt 8 aastat vanad ja nad on järelevalveta.

Ettevaatust

- Ärge puhastage harjapead, käepidet ega laadijat nõudepesumasinas.
- Kui teil on olnud viimase kahe kuu jooksul suuõõne või igemete operatsioon, pidage enne hambaharja kasutamist hambaarstiga nõu.
- Võtke ühendust oma hambaarstiga, kui teil tekib pärast hambaharja kasutamist liigne verejooks või kui veritsemine jätkub pärast esimest kasutusnädalat. Kui te kogete Philips Sonicare'i kasutamisel valu või ebamugavust, konsulteerige oma hambaarstiga.
- Philips Sonicare'i hambahari vastab elektromagnetilistele seadmetele kehtestatud ohutusstandarditele. Juhul kui te kasutate südamestimulaatorit või mõnda muud meditsiinilist seadet, võtke enne hambaharja kasutamist ühendust oma arsti või siirdatud seadme tootjaga.

- Kui teil on meditsiinilisi küsimusi, võtke enne Philips Sonicare'i hambaharja kasutama hakkamist ühendust oma arstiga.
- See seade on loodud vaid hammaste, igemete ja keele puhastamiseks. Ärge kasutage seda teisteks otstarveteks. Kui kogete valu või ebamugavust, lõpetage seadme kasutamine ning võtke ühendust oma arstiga.
- Philips Sonicare'i hambahari on personaalne hügieenitarve ega ole mõeldud üldiseks kasutamiseks hambaravikabinettis või -asutuses.
- Ärge kasutage kõverdunud või paindunud harjastega harjapäid. Vahetage harjapäid iga kolme kuu tagant või varem – pärast seda kui ilmnevad kulumisnähud. Kasutage ainult neid harjapäid, mida tootja soovitab.
- Kui teie hambapasta sisaldab peroksiidi, söögisoodat või bikarbonaati (levinud komponendid valgendavates hambapastades), peske harjapead pärast iga kasutuskorda põhjalikult seebi ja veega. Nii väldite plastikusse võimalike pragude tekkimist.
- Ärge laadige oma telefoni ega tahvelarvutit vannitoas.

Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Kasutamiseks valmistumine

Vahetatava paneeli pealepanek

Lastele mõeldud Sonicare'i komplekti kuulub üks vahetatav paneel.

- 1 Eemaldage paneelilt kleepriba.
- 2 Pange paneel käepideme (joon. 2) esiküljel oleva valge osa peale.

Märkus. Veenduge, et paigaldate väljalõigatud osad paneelil käepideme esiküljel olevate nuppude järgi.

- 3 Pange oma lemmikkleebis paneeli peale, nagu on näidatud kleebiselehel (joon. 3).

Eemaldatud paneeli tagasipanek

- 1 Loputage paneeli soojas vees; selle puhastamiseks võib kasutada õrnatoimelist puhastusainet.
- 2 Laske paneelil õhu käes kuivada.
- 3 Pange paneel käepideme esiküljel oleva valge osa külge tagasi.

Harjapea kinnitamine

- 1 Pange harjapea kohakuti käepideme (joon. 4) esiküljega ühes suunas osutavate harjastega.
- 2 Vajutage harjapea kindla liigutusega metallvarrele, kuni see kinnitub.

Märkus. Harjapea ja käepideme vahele jääb väike vahe.

Sonicare'i hambaharja laadimine

- 1 Pange laadija pistikupessa.
- 2 Asetage käepide laadijale (joon. 5).

Toitenupul olev aku laadimise märgutuli vilgub ja käepide piiksub kaks korda, näidates, et hambahari laeb.

Aku on tühi

Kui Sonicare hambaharja aku on tühi, kuulete kolme piiksatust ja aku laadimise märgutuli vilgub harjamistsükli järel 1 minuti kiiresti.

Aku on täis laetud

Kui Sonicare on täis laetud, lõpetab aku laetuse märgutuli vilkumise ja jääb 10 sekundiks tööle, enne kui see kinni lülitub.

Aku täieliku laetuse tagamiseks võite Sonicare'i mittekasutamise ajal laadijas hoida. Aku täislaadimiseks kulub vähemalt 24 tundi.

Märkus. Kui aku on tühi, kostab käepidemest harjamise protseduuri lõpus või uue protseduuri alustamist proovides kahel korral 5 piiksu. Uut harjamisprotseduuri ei alustata. Seni, kuni käepide magama jääb, vilgub ka roheline LED tuli kiiresti.

Bluetooth ühenduvus:

Enne ühendamise protseduuri alustamist veenduge, et teie mobiilseadmel oleks Bluetooth 4.0 või kõrgem.

Märkus. Uusimat teavet seadme ühilduvuse kohta leiate App Store'ist või Google Play'st.

Hambaharja ühendamine

- 1 Laadige alla Philips Sonicare For Kids rakendus App Store'ist või Google Play'st.
- 2 Veenduge enne rakenduse avamist, et Bluetooth on teie mobiilseadmel sisse lülitatud. Bluetooth'i sisse lülitamiseks vaadake oma mobiilseadme seadetes.
- 3 Hambaharja ühendamiseks rakendusega, lülitage kas toitenuppu või harjamisrežiimi nuppu vajutades hambahari sisse. Veenduge enne hambaharja sisselülitamist, et see ei oleks laadija küljes.
- 4 Avage Philips Sonicare For Kids rakendus.
- 5 Järgige oma mobiilseadmel kuvatavaid rakenduse juhiseid. Rakendus ühendub hambaharjaga automaatselt. Kui hambahari ei ühendu, järgige rakenduses kuvatavaid tõrkeotsingusamme.
- 6 Hambaharja kasutamisel hoidke oma mobiilseade hambaharjale lähedal. Veenduge, et teie mobiilseade on turvaliselt kuivas kohas.

Seadme kasutamine

Harjamisjuhised

- 1 Tehke hambaharja harjased märjaks ja pange neile väike kogus hambapastat.
- 2 Pange harjased vastu hambaid nii, et need jääksid hammaste ja igemete kohtumiskoha suhtes väikse nurga alla (45 kraadi). See tagab, et kogu hamba pind saab harjatud (joon. 6).
- 3 Sonicare'i sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.
- 4 Sonicare'i efektiivsuse maksimaalseks kasutamiseks vajutage kergelt ja laske sel enda eest harjata. Ärge hõõruge (joon. 7).
- 5 Säilitage kergest survet ning harjake tasakesi kõikide ülemiste ja alumiste hammaste sise- ja välispindasid, hoides samal ajal hambaharja sellise nurga all, et hambaharja harjased puudutaks piirkonda, kus hambad ja igemed kohtuvad.

52 Eesti

- 6 Tagumiste ülemiste ja alumiste hammaste sisepindadele on raske ligi pääseda. Harjake neid piirkondi hoolikalt, avaldage kerget survet ning säilitage hambaharja harjaste nurka igemepiiri (joon. 8) suhtes.
- 7 Harjake kõikide ülemiste ja alumiste hammaste närimispindasid.
- 8 Säilitades harjaste nurka igemepiiri suhtes, liigutage harjapead aeglaselt edasi-tagasi üle hammaste, et pikemad harjased ulatuksid hambavahedesse. Jätkake seda liigutust kogu harjamistsükli (joon. 9) jooksul.

Märkus. Veendumaks, et teie laps harjab ühtlaselt läbi terve suu, jaotage suu KidPacer'i funktsiooni abil neljaks osaks (vt peatükki „Omadused“).

- 9 Alustage harjamist 1. osas (ülemiste hammaste välispind). Lühike häälteseeria viitab, et on aeg liikuda 2 osasse (ülemiste hammaste sisepind). Järgmise häälteseeria ilmnemisel liikuge 3 osasse (alumiste hammaste välispind). Järgmine häälteseeria viitab, et on aeg liikuda 4 osasse (alumiste hammaste sisepind). Hambahari lülitub harjamistsükli (joon. 10) lõpus automaatselt välja.

Teie Sonicare sobib kasutamiseks:

- breketitel (harjapead kuuluvad breketitel kasutamisel kiiremini);
- hambaparandustel (plommid, kroonid, laminaadid).

Harjamisrežiimid

Sonicare alustab automaatselt vaikerežiimis Gentle.

- 1 Režiimi (joon. 11) vahetamiseks vajutage harjamisrežiimi nuppu. Roheline märgutuli näitab valitud režiimi.
 - Gentle režiim: Vanematele/iseseisvatele harjajatele mõeldud täisvõimsusega režiim. Gentle režiimis on harjamistsükkel seatud kahele minutile.
 - Extra Gentle režiim: väiksema võimsusega režiim harjutamiseks ja noorematele lastele Sonicare'i kogemuse tutvustamiseks. Extra Gentle režiimis on harjamistsükkel algselt seatud ühele minutile ja ajapikku suureneb see kahe minutini, et aidata lastel jõuda hambaarstide soovitatud kaheminutilise harjamistsüklini.

Harjamistsükli manuaalseks seadistamiseks 2 minutile Extra Gentle režiimis, asetage käepide laadijale ning hoidke režiiminuppu 2 sekundit all. Kuulete ühte piiksu, mis annab märku, et harjamistsükkel on seatud 2 minutile.

Harjamistsükli manuaalseks lähtestamiseks 1 minutile Extra Gentle režiimis, asetage käepide laadijale ning hoidke režiiminuppu 2 sekundit all. Kuulete topeltpiiksu, mis annab märku, et harjamistsükkel on seatud 1 minutile.

Omadused

KidPacer

Sonicare For Kids kasutab lühikest häälteseeriat, mis annab teile märku hambaharja liigutamiseks järgmisesse suuveerandisse ja lõpetab harjamistsükli õnnitlustooniga, enne kui see automaatselt välja lülitub. See kindlustab, et lapse hambad saavad põhjaliku ja laialdase puhastuse (vt "Harjamisjuhised").

Märkus. Õpetage oma last harjama seni, kuni kostub õnnitlustoon ja hambahari lülitub välja.

Easy-start

Easy-start funktsioon suurendab õrnalt Philips Sonicare'i võimsust esimese 14 harjamiskorra jooksul, et aidata teil seadmega harjuda. Sonicare For Kids'il on Easy-start-funktsioon aktiveeritud.

Märkus. Easy-starti võimsuse suurendamise tsükli läbimiseks peab iga harjamiskord neljateistkümnest kestma vähemalt ühe minuti.

Easy-start-funktsiooni sisse- või väljalülitamine:

1 Asetage käepide laadijale.

Easy-starti sisselülitamiseks: Vajutage ja hoidke toite sisse-välja nuppu 2 sekundit all. Kaks piiksatust annab märku, et Easy-start funktsioon on sisse lülitatud. Easy-starti väljalülitamiseks: Vajutage ja hoidke toite sisse-välja nuppu 2 sekundit all. Üks piiksatus annab märku, et Easy-start funktsioon on välja lülitatud.

Märkus. Easy-start funktsiooni kasutamise jätkamine pärast algset harjutamisperioodi pole soovitatav ja see vähendab Philips Sonicare'i võimekust hambakatu eemaldamisel.

Puhastamine

Hoiatus. Ärge puhastage harjapäid, käepidet, laadijat, laadija ümbrist ega vahetatavat paneeli nõudepesumasinas.

Hambaharja käepide

- 1 Eemaldage harjapea ja loputage metallist vart sooja veega. Veenduge, et olete eemaldanud järelejäänud hambapasta (joon. 12).

Ettevaatust! Ärge vajutage metallvarre kummitihendile terava esemega, kuna see võib tihendit kahjustada.

- 2 Pühkige kogu käepideme pinda niiske lapiga.

Harjapea

- 1 Loputage harjapead ja harjaseid pärast iga kasutamist (joon. 13).
- 2 Võtke vähemalt kord nädalas harjapea käepideme küljest lahti ja loputage ühenduskohta sooja veega.

Laadija

- 1 Võtke laadija alati seinakontaktist välja, kui hakkate seda puhastama.
- 2 Pühkige kogu käepideme pinda niiske lapiga. Eemaldage laadija pindadelt kindlasti kõik hambapasta- või muud jäägid.

Hoiundamine

Kui te ei kavatse Sonicare'i pikemat aega kasutada, eemaldage laadija seinakontaktist, puhastage see ning pange hoiule jahedasse ja kuiva kohta, eemale otsesest päikesevalgusest.

Osade vahetamine

Harjapea

- Parima tulemuse saamiseks vahetage Sonicare'i harjapead iga 3 kuu järel.
- Kasutage üksnes lastele mõeldud Sonicare'i varuharjapäid.

Ringlussevõtt

- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL) (joon. 18).
- See sümbol tähendab, et käesolev toode sisaldab sisseehitatud akupatareid, mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (joon. 19) (2006/66/EÜ). Me soovitame teil oma toode viia Philipsi ametlikku kogumispunkti või hoolduskeskusesse, et akupatarei professionaalil eemaldada lasta.
- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akupatareide lahuskogumist reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Akupatarei eemaldamine

Hoiatus. Eemaldage akupatarei seadmest vaid siis, kui seadme kasutusest kõrvaldate. Enne aku eemaldamist kontrollige, et see oleks täiesti tühi.

Laetava aku eemaldamiseks vajate lapiku peaga (tavalist) kruvikeerajat. Järgige allkirjeldatud toimingute läbiviimisel elementaarseid ohutusnõudeid. Ärge unustage kaitsta oma silmi, käsi, sõrmi ja töötamiseks kasutatavat pinda.

- 1 Akupatarei laengutest täielikuks tühendamiseks eemaldage laadija küljest käepide, lülitage Philips Sonicare sisse ja laske sellel seiskumiseni töötada. Korrake seda sammu, kuni te enam ei saa Philips Sonicare'i sisse lülitada.
- 2 Pange kruvikeeraja käepideme allosas olevasse pilusse ja keerake seda vastupäeva, kuni näete põhjas oleva katte ja käepideme (joon. 14) vahel vahet.
- 3 Pange kruvikeeraja sellesse vahesse ja kangutage põhjas olev kate käepideme (joon. 15) küljest lahti.
- 4 Hoidke käepidet põhi ülevalpool ning lükake võlli allapoole, et käepideme (joon. 16) sees olevad komponendid sellest välja kukuksid.
- 5 Sisestage kruvikeeraja trükkplaadi alla akuühenduste kõrvale ja pöörake seda, et ühendused katkestada. Eemaldage trükkplaat ja kangutage aku plastkandurist (joon. 17) välja.

Nüüd saab laetava aku ringlusse võtta või ära visata ning ülejäänud toote nõuetekohaselt kasutusest kõrvaldada.

Garantii ja tootetugi

Kui vajate teavet või abi, külastage veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantieleht.

Garantiipiirangud

Järgnevatele osadele ei kehti rahvusvaheline garantiiaeg:

- Harjapead
- Tootja poolt mittelubatud asendusosade kasutamisest tingitud kahjustused.
- Kahju, mille põhjuseks on seadme väär või halb kasutamine, hooldamata jätmine, kohandamine või lubamatu parandamine.
- normaalne kulumine ja kahjustumine, sealhulgas täkked, kriimud, hõõrdumine, värvimuutused või luitumine.
- Vahetatavad kleebised
- Vahetatavad paneelid