



MICROCURRENT FACE-LIFT PEN | 6 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



MicroCurrent
Face-Lift Technology



Ultra-Gentle Contouring
& Firming Spheres



Anti-Aging
Massage Technology



Low-Voltage
Current

Jauneklīga
āda
dažās minūtēs



**Create your personal
Skincare Routine**

un lejupielādē mūsu lietotni GESKE



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



VĒRTĪGI ZINĀT

1. PADOMS

Pirms MicroCurrent Face-Lift Technology ieslēgšanas ierīcei ir jābūt sausai.

2. PADOMS

Vienmēr izmanto mūsu īpašās formulas mitrinošo mikrostrāvu gēlu, lai veicinātu posma iedarbību. GESKE mikrostrāvu gēla lietošana ir obligāta visos liftinga posmos.

3. PADOMS

Pēc katras lietošanas reizes notīri ierīci ar GESKE ierīces tīrīšanas līdzekli.



SmartSonic pulsācijas

3 ātruma līmeņi



Mikrostrāva

3 intensitātes līmeņi



Ieslēgšana/izslēgšana

Nospied uz 1-2 sekundēm

2,5 h uzlādes laiks



Konturēšana un nostiprināšana

Tonizēta āda



Pretnovēcošanās masāža

Jaunības mirdzums

APGŪSTI PIRMOS SOĻUS

Vai pamanīji pirmās novecošanās pazīmes ap degunu un lūpām? Izmēģini mūsu SmartAppGuided™ MicroCurrent Face-Lift Pen | 6 in 1 ar tā unikālajām pretnovecošanās īpašībām.



PILNS SEJAS UN KAKLA LIFTINGS

SAGATAVOJIES

Vispirms uzklāj uz tīras sejas ādas mūsu īpašās formulas mitrinošo mikrostrāvu gēlu.

IESLĒDZ IERĪCI

Ieslēdz SmartSonic Pulsation Technology un MicroCurrent Face Lift Technology, turot ieslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes. Ātri nospied pogu, lai pārslēgtu starp trim intensitātes līmeņiem.

VEIC ĀDAS LIFTINGU

Novieto Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres zem acs blakus degunam. Virzi ierīci ap acīm un pa smaida līnijām un žokļa līniju, atkārtot katru kustību vairākas reizes abās sejas pusēs.

NOBEIGUMS

Izslēdz ierīci, turot ieslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes, un notīri ierīci, noskalojot to ar ūdeni. Pēc katras lietošanas reizes notīri ierīci ar GESKE ierīces tīrīšanas līdzekli.



LIFTINGS ROKU JAUNĪBAI

SAGATAVOJIES

Nomazgā rokas ar maigas iedarbības ziepēm un nosusini tās. Uzklāj uz plaukstu virspuses mūsu mitrinošo mikrostrāvu gēlu.

IESLĒDZ IERĪCI

Ieslēdz SmartSonic Pulsation Technology un MicroCurrent Face Lift Technology, turot ieslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes. Izvēlies vēlamo intensitātes līmeni, izmantojot "plus" un "mīnus" pogas.

VEIC ĀDAS LIFTINGU

Novieto Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres zem mazā pirkstiņa naga pamatnes. Virzi ierīci trīs reizes pa katru pirkstu lejup līdz plauksts locītavai. Pēc tam virzi ierīci ar nelielām aplveida kustībām pa visu plauksts virsusi. Atkārt šīs darbības arī otrai plaukstai.

NOBEIGUMS

Izslēdz ierīci, turot ieslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes, un notīri ierīci, noskalojot to ar ūdeni. Pēc katras lietošanas reizes notīri ierīci ar GESKE ierīces tīrīšanas līdzekli.

Izveido savu personīgo ādas kopšanas rituālu

un lejupielādē mūsu lietotni GESKE



Moderna lietotne



Video apmācība



Ādas skenēšana ar AI



Ekspertu padomi



Personīgais ceļvedis



Lietotnē pieejamas atbildības



SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA. IZLASI PIRMS LIETOŠANAS.

Pirms pirmās lietošanas reizes izlasi drošības informāciju. Saglabā abas lietošanas instrukcijas.

Īsumā par ierīci

Tavs produkts ir daudzfunkcionāla mikrostrāvu ierīce. To var droši lietot līdz 3 reizēm nedēļā, bet ne biežāk kā reizi dienā. Lūdzu, nelieto to biežāk. Lai gādātu par maksimālu drošību un iegūtu nevainojamus rezultātus, vienmēr ievēro savu personalizēto ādas kopšanas rituālu, ko izveidojusi lietotne GESKE.

Paredzētais lietojums

Mūsu Geske MicroCurrent Face-Lift Pen un Hello Kitty MicroCurrent Face-Lift Pen ir bezrecepšu kosmētiskās ierīces, kas paredzētas kakla un sejas ādas stimulēšanai.

PIEZĪMES PAR LIETOŠANU

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes ir pilnībā jāizlasa šī drošības informācija un ierīces rokasgrāmata. Lūdzu, noteikti saglabā abu dokumentu kopijas, ja tajos ir ietverta svarīga informācija par drošu lietošanu, kā arī par tehniskās un juridiskās informācijas prasībām. Ierīce ir ādas kopšanas līdzeklis pieaugušajiem, neviss medicīnas ierīce vai produkts ar medicīniskām vai citām ārstnieciskām īpašībām. Lietojot ierīci, vienmēr ir jāievēro personalizētie lietotnes GESKE Beauty App ieteikumi.

Specifikācijas

Materiāli: ABS, silikons, cinka sakausējums | **Uzglabāšanas temperatūra:** no -5 līdz +60 °C / no 23 līdz 140 °F | **Akumulators:** Litija jonu 3,7 V | **Akumulatora ietilpība:** 220 mAh | **Maksimālā uzlādes strāva:** 220 mA | **Uzlādes spriegums:** 5 V | **Uzlādes laiks:** apm. 2,5 stundas | **Darības laiks** atšķiras atkarībā no aktivizētajām tehnoloģijām un intensitātes līmeņiem. | **Saskarne:** USB | **Programmas:** Vibrācija: 3 ātruma līmeņi, mikrostrāva: 3 intensitātes līmeņi

Ierīce nav piemērota lietošanai šādos apstākļos:

Ja tev ir implantēta medicīniskā ierīce vai cita elektroniska ierīce, piemēram, elektrokardiostimulators, pēc lāzerterapijas vai ķīmiskā pilinga un pēc kosmētiskās sejas operācijas.

Šādos gadījumos nepieciešama konsultācija ar ārstu, lai noskaidrotu, vai produkts ir piemērots lietošanai:

Ja tev ir sirds slimība, kā arī grūtniecības gadījumā. Lietošanas drošība grūtniecības laikā nav noteikta.

Sīkāka informācija par lietošanu:

Pirms Microcurrent Face-Lift tehnoloģijas izmantošanas produktam jābūt pilnībā sausam. Izmantojiet Microcurrent Face-Lift Technology tikai kopā ar GESKE Hydrating MicroCurrent Gel. Neizmantojiet mikrostrāvas funkciju krūškurvja zonā, ap acīm, kakla viduslīnijā, dzimumorgānu/cirkšņa zonā vai uz apstārtnis un iekaisušas ādas, vīrs dzimumzīmēm un paplašinātiem asinsvadiem. Nekas nav zināms par mikrostrāvas ilgtermiņa ietekmi. Redzes nerva stimulācijas rezultātā lietošanas laikā var tikt uztverta mirgojoša gaisma. Ja šīs sajūtas saglabājas, kad produktu nelieto, meklē medicīnisku palīdzību. Lietošanas laikā var rasties neliela tirpšanas sajūta. Samazini mikrostrāvas intensitāti, lai samazinātu vai novērstu tirpšanu. Elektroniskās uzraudzības ierīces var nedarboties pareizi, kamēr ierīce tiek lietota. Nekad neizmanto produktu, vadot transportlīdzekli vai strādājot ar smagiem mehānismiem. Izstrādājuma atverēs neievieto asus priekšmetus. Produktu drīkst lietot tikai ar īpaši zema sprieguma (SELV) drošības adapteri. Ierīces uzlādēšanai iesakām izmantot standartu IEC60335 barošanas avotus. Nelieto ierīci uz kairinātas vai ievainotas ādas vai atklātām brūcēm (pēc jebkāda veida ievainojumiem), kā arī baktēriju vai vīrusu ādas infekciju gadījumā (lietošanas zonā un citur). Šī ierīce nav paredzēta medicīnisku ādas problēmu vai slimību ārstēšanai. Ja tev ir medicīniskas ādas problēmas vai slimības, pirms šīs ierīces lietošanas konsultējies ar dermatologu. Nelieto ierīci, ja tā ir 1) netipiski silta, 2) mehāniski bojāta vai deformēta, 3) mainījusi krāsu. Ja lietošanas laikā rodas sāpes un/vai diskomforts, pārtrauc lietošanu un meklē medicīnisku palīdzību. Acu zona ir ļoti jutīga: šo zonu apstrādā īpaši uzmanīgi un izvairies no ierīces saskares ar plakstiņiem vai pašu aci. Izmanto ierīci tikai tā, kā ieteikts tavā personalizētajā rituālā. Higijēnas opsvērumu dēļ mēs iesakām ierīci nelietot kopīgi ar citiem. Ierīce ir paredzēta kosmētiskai lietošanai uz sejas, kakla un dekoltē. GESKE neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu sekām, kas rodas, lietojot produktu uz citām ķermeņa zonām, ja nepareizi lietošanu, pievienojot ierīci nepiemērota sprieguma avotiem, piesātinātu ierīci ievadītu šķidrums vai lodītes. Pirms uzlādes vienmēr pārlicinies, lai kontaktligzda un kontaktdakša ir pilnīgi sausas. Pretējā gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens, īssavienojums vai aizdegšanās. Ierīci nedrīkst lietot, kamēr tā ir pievienota strāvas kontaktligzdai.

Brīdinājumi

Nepareizas lietošanas gadījumā pastāv savainojumu risks!

Izmanto ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā un video instrukcijās. Ja tev joprojām ir jautājumi, lūdzu, sazinies ar mūsu klientu atbalsta dienestu, rakstot uz support@geske.com.

Nepareizas lietošanas gadījumā pastāv savainojumu risks!

Izmanto ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā un video instrukcijās. Ja tev joprojām ir jautājumi, lūdzu, sazinies ar mūsu klientu atbalsta dienestu, rakstot uz support@geske.com.

Savainojumu risks bērniem.

Glabā ierīci bērniem nepieejamā vietā.

Savainojumu risks elektriskās strāvas trieciena dēļ.

Šķidrums var sabojāt uzlādes ķēdi un apdraudēt tavu veselību. Tīrīšanas laikā atvieno ierīci no uzlādes vada/ķēdes.

Bojājumu risks magnētisko lauku dēļ.

Magnētiskie lauki var ietekmēt mehāniskos un elektroniskos komponentus, piemēram, elektrokardiostimulatorus. Neizmanto ierīci tieši virs elektrokardiostimulatora. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinies ar savu ārstējošo ārstu. Nenovieto ierīces tuvumā kartes ar magnētiskajām sloksnēm (piemēram, kredītkartes), jo izstrādājuma magnēti var tās sabojāt. Bojājumu risks apkārtējās temperatūras maiņas dēļ.

Apkārtējās temperatūras maiņa (piem., pēc transportēšanas) var izraisīt kondensāta veidošanos. **Šādā gadījumā nedarbini ierīci, kamēr tā nav pilnībā izžuvusi.** Ja apkārtējās vides temperatūra ir pārāk zema, ierīci var būt nepieciešams uzsildīt. Nekad nepakļauj ierīci tiešai saules gaismas, lielai karstuma vai verdoša ūdens iedarbībai.

Lietošana ir droša, ja apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 50 °C/122 °F.

Bojājumu risks pārāk ilgas uzlādes dēļ.

Pēc katra uzlādes procesa atvieno uzlādes vadu no ķēdes.

Uzlāde ir droša, ja apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 45 °C/113 °F.

Informācija par ierīces utilizāciju un EEIA. Šī elektroierīce pirmo reizi tika izlaista pēc 2005. gada 13. augusta. Saskaņā ar Eiropas EEIA direktīvu un nacionālajiem noteikumiem šajā piegādē iekļautās elektriskās ierīces un elektroniskās detaļas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ierīces kalpošanas laika beigās tie ir jānodod pašvaldības savākšanas punktā, lai nodrošinātu vides draudzīgu utilizāciju.

Piezīmes par akumulatoriem / atkārtoti uzlādējamām baterijām

Lietošana ir droša, ja apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 50 °C/122 °F.

Bojājumu risks pārāk ilgas uzlādes dēļ.

Pēc katra uzlādes procesa atvieno uzlādes vadu no ķēdes.

Uzlāde ir droša, ja apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 45 °C/113 °F.



Informācija par ierīces utilizāciju un EEIA. Šī elektroierīce pirmo reizi tika izlaista pēc 2005. gada 13. augusta. Saskaņā ar Eiropas EEIA direktīvu un nacionālajiem noteikumiem šajā piegādē iekļautās elektriskās ierīces un elektroniskās detaļas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ierīces kalpošanas laika beigās tie ir jānodod pašvaldības savākšanas punktā, lai nodrošinātu vides draudzīgu utilizāciju.

Piezīmes par akumulatoriem / atkārtoti uzlādējamām baterijām

Akumulatoru un uzlādējamo bateriju izplatīšanas kontekstā saskaņā ar Eiropas noteikumiem mums ir pienākums informēt patērētāju par tālāk minēto: Tev ir juridisks pienākums atgriezt akumulatorus un uzlādējamās baterijas. Pēc lietošanas vari tos atgriezt mums, nogādāt pašvaldības savākšanas punktā vai bez maksas nogādāt vietējam izplatītājam. Akumulatori un uzlādējamās baterijas ir marķēti šādi:



Šie simboli nozīmē, ka tu kā patērētājs nedrīkst izmest akumulatorus un uzlādējamās baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem. Akumulatori un uzlādējamās baterijas, kas satur kaitīgas vielas, ir marķētas ar vienu no šiem simboliem. Simbols sastāv no pārsvītrotas atkritumu urnas ar riteņiem un smagā metāla ķīmiskā simbola, kas ir galvenais piesārņotājs. Sīkāks iepriekš minēto simbolu skaidrojums ir šāds:

Pb = akumulators satur svini, Cd = akumulators satur kadmiju, Hg = akumulators satur dzīvsudrabi

Piezīmes par litija akumulatoriem/uzlādējamām baterijām

Litija akumulatori un litija uzlādējamās baterijas var atpazīt pēc ķīmiskā simbola Li*. Papildus iepriekš sniegtajai informācijai mēs vēlamies arī norādīt: Atbrīvojoties no litija akumulatoriem un uzlādējamām baterijām, atdodot tās mums, nogādājot pašvaldības savākšanas punktā vai nododot vietējiem mazumtirgotājiem vai valsts atkritumu savākšanas uzņēmumiem, lūdzu, pārlicinies, ka tie ir pilnībā izlādējušies. Mēs arī pieprasām, lai tu pārklāj akumulatora kontaktvirsmas, kas apzīmētas ar "+" un "-" ar līmlenti, lai izvairītos no aizdegšanās riska.



GESKE Beauty Tech GmbH (Leipziger Platz 18, 10117 Berlīne) ar šo paziņo, ka visas elektroniskās ierīces atbilst piemērojamo Eiropas direktīvu 2014/30/ES un 2011/65/ES attiecīgajiem nosacījumiem.

Atbildības ierobežojums

Saskaņā ar juridiskajām direktīvām uzņēmums GESKE Beauty Tech GmbH un/vai tā mazumtirgotāji ir atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies GESKE Beauty Tech GmbH, pārstāvja vai aizvietojoja tīšas vai rupjas nolaidības dēļ. Uzņēmums GESKE Beauty Tech GmbH un/vai tā mazumtirgotāji ir atbildīgi tikai par zaudējumiem, kas saistīti ar tīšu vai rupju nolaidību, kā arī par kaitējumu dzīvībai, ķermeņa vai veselības un būtisku līgumsaistību (galveno saistību) pārkāpumu. Tas attiecas arī uz netiešiem zaudējumiem, jo īpaši uz negūto peļņu. Turklāt atbildība pret patērētājiem saistībā ar pieņemto garantiju, izņemot tīšas vai rupjas nolaidības vai dzīvības, ķermeņa vai veselības ievainojumu zaudējumus un būtisku līgumsaistību (galveno saistību) pārkāpumu, ir ierobežota tipiska, paredzamo zaudējumu apmērā līguma noslēgšanas brīdī, kā arī līdz šim līgumam raksturīgo vidējo zaudējumu līmeņa apmērā. Tas attiecas arī uz netiešiem zaudējumiem, jo īpaši uz negūto peļņu. Attiecībā uz uzņēmumiem, izņemot gadījumus, ja radies GESKE Beauty Tech GmbH nodarīts kaitējums dzīvībai vai veselībai, vai tīša vai rupja nolaidība, uzņēmuma un/vai tā mazumtirgotāju atbildība aprobežojas ar tipiskiem, paredzamiem zaudējumiem līguma noslēgšanas brīdī, un arī šim līgumam raksturīgo vidējo zaudējumu līmeni. Tas attiecas arī uz netiešiem zaudējumiem, jo īpaši uz negūto peļņu. Uzņēmums neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kuru cēlonis ir: šīs rokasgrāmatas norādījumu neievērošana/heatbilstošā lietošana/heatlauta izmaiņas/tehniskas modifikācijas/heaptstiprinātu rezerves daļu izmantošana/heaptstiprinātu piederumu izmantošana. Atbildības prasības saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem saistībā ar atbildību par izstrādājumu paliek nemainīgas.