



MICROCURRENT FACE-LIFT PEN | 6 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



MicroCurrent
Face-Lift Technology



Ultra-Gentle Contouring
& Firming Spheres



Anti-Aging
Massage Technology



Low-Voltage
Current

Nooruslik

nahk
minutitega



**Create your personal
Skincare Routine**

ja laadige alla meie GESKE rakendus



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



HEA TEADA

NIPP 01

Enne mikrovooluga näopinguldamistehnoloogia sisselülitamist veenduge, et seade oleks kuiv

NIPP 02

Seansi mõju suurendamiseks kasutage alati meie niisutavat MicroCurrenti geeli. GESKE MicroCurrenti geeli kasutamine on iga pinguldamiseajal kohustuslik.

NIPP 03

Puhastage oma seadet pärast iga kasutuskorda GESKE seadmepuhastusvahendiga.



SmartSonicu pulsatsioon

3 kiirusaset



Mikrovool

3 intensiivsustaset



Sisse-/väljalülitusnupp

Vajutage 1-2 sekundit

2.5 h laadimisaeg



Kontuurimine ja pinguldamine

Toonitud nahk



Vanemisevastane massaaž

Nooruslik sära

ÕPPIGE EDUKALT ESIMESI SAMME

Kas tunned oma nina ja huulte ümber esimesi vananemise märke? Proovi meie SmartAppGuided™ MicroCurrent näolifti seade | 6 in 1 ainulaadseid vananemist vastaseid omadusi.



TÄIELIK NÄO JA KAELA PINGULDAMINE

ETTEVALMISTUS

Alustage puhta näoga ja kandke peale meie spetsiaalselt loodud niisutav MicroCurrenti geel.

SISSELÜLITAMINE

Lülitage SmartSonicu pulsatsiooni- ja mikrovooluga näopinguldamistehnoloogia sisse, hoides toitenuppu 2 sekundit all. Vajuta lühidalt toitenuppu, et valida kolme erineva intensiivsuse vahel.

PINGULDAMINE

Asetage üliõrnad kontuurimis- ja pingulduskuulid silma alla, nina kõrvale. Libistage seadet ümber silmade, naerukurdude ja lõuajoone, korrates iga liigutust mitu korda mõlemal pool nägu.

LÕPETAMINE

Lülitage seade välja, hoides toitenuppu 2 sekundit all, ja loputage seadet puhastamiseks veega. Puhastage oma seadet pärast iga kasutuskorda GESKE seadmepuhastusvahendiga.



NOORUSLIKE KÄTE TÕSTEV HOOLDUS

ETTEVALMISTUS

Peske käsi pehme seebiga ja patsutage kuivaks. Kandke meie niisutavat MicroCurrenti geeli oma käeseljale.

SISSELÜLITAMINE

Lülitage SmartSonicu pulsatsiooni- ja mikrovooluga näopinguldamistehnoloogia sisse, hoides toitenuppu 2 sekundit all. Valige pluss- ja miinusnuppude abil soovitud intensiivsus.

PINGULDAMINE

Asetage üliõrnad kontuurimis- ja pingulduskuulid väikesele sõrmele küüne alla. Libistage seadet kolm korda mööda iga sõrme alla, kuni jõuate randmeni. Järgmisena libistage seadet väikeste ringjate liigutustega, käies läbi kõik käeselja piirkonnad. Korraldage sama teisel käel.

LÕPETAMINE

Lülitage seade välja, hoides toitenuppu 2 sekundit all, ja loputage seadet puhastamiseks veega. Puhastage oma seadet pärast iga kasutuskorda GESKE seadmepuhastusvahendiga.

Looge oma isiklik nahahooldusrutiin

ja laadige alla meie GESKE rakendus



Täiustatud Rakendus



Video-juhise



Tehisintelligentsiga Nahaskaneering



Ekspert-näpunäiteid



Isiklik juh



Rakendusesisesed preemiad



OLULINE OHUTUSTEAVE. LUGEGE ENNE KASUTAMIST.

Enne esimest kasutamist lugege läbi ohutusteave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid alles.

Teie toote ülevaade

Teie toode on mitmeotstarbeline mikrovooluseade. Seda on ohutu kasutada kuni kolm korda nädalas, kuid mitte rohkem kui üks kord päevas. Ärge kasutage seda sagedamini. Maksimaalse ohutuse ja ideaalsete tulemuste saavutamiseks järgige alati GESKE äpis teie jaoks loodud isikupärastatud nahahooldusrutiini.

Kasutusotstarve

Meie Geske MicroCurrenti näopingulusseade ja Hello Kitty MicroCurrenti näopingulusseadmed on mõeldud kaela- ja näonaha stimuleerimiseks ning on näidustatud käsimüügis kasutamiseks kosmeetikaks.

MÄRKUSED KASUTAMISE KOHTA

Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb sinne ohutusteave ja tootejuhend täielikult läbi lugeda. Salvestage kindlasti mõlema dokumendi koopia, kuna need sisaldavad olulist teavet ohutu kasutamise ning tehnilise ja juriidilise teabe nõuete kohta. Seade on täiskasvanutele mõeldud nahahooldustoodete, mitte meditsiiniseadete ega meditsiiniliste või muude ravimomadustega toode. Seadme kasutamine peaks alati hõlmama GESKE Beauty Appi isikupärastatud rakendussoovituste järgimist.

Tehnilised andmed

Materjalid: ABS, silikoon, tsingisulam | **Säilitustemperatuur:** -5 kuni +60 °C / 23 kuni 140 °F | **Aku:** liitiumioon 3,7 V | **Aku mahutavus:** 220 mAh | **Maksimaalne laadimisvool:** 220 mA | **Laadimispinge:** 5V | **Laadimisäga:** ca 2,5 tundi | **Tööaeg erineb** olenevalt aktiveeritud tehnoloogiatest ja intensiivsusest. | **Liides:** USB | **Programmid:** Vibratsioon: 3 kiirusastet, MicroCurrent: 3 intensiivsustaset

Toode ei sobi kasutamiseks järgmistel tingimustel:

kui teil on implanteeritud meditsiiniseadete või muu elektrooniline seade, näiteks südamestimulaator, pärast laserravi või keemilist koormist ja pärast kosmeetilist näooperatsiooni.

Järgmistel juhtudel on vajalik konsulteerimine arstiga, kas toode sobib teile kasutamiseks:

kui teil on südamehaigus ja raseduse korral. Raseduse ajal kasutamise ohutust ei ole kindlaks tehtud.

Lisateave kasutamise kohta

Enne mikrovooluga nägu pinguldava tehnoloogia kasutamist peab toode olema täielikult kuiv. Mikrovooluga näotööstetehnoloogiat võib kasutada ainult koos GESKE niisutava mikrovoolugeeliga. Ärge kasutage mikrovoolu funktsiooni rindkere piirkonnas, silmade ümbruses, kaela keskjoonel, suguelundite/kubeme piirkonnas ega punasel ja põletikulisel nahal, sünnimärkidel ja laienenud veresoontel. Mikrovoolu pikajärgeliste mõjude kohta pole midagi teada. Nägemisnärvide stimulatsiooni tulemusena võib kasutamise ajal tajuda vilkuvat valgust. Kui see püsib ka siis, kui toodet ei kasutata, pöörduge arsti poole. Pealekandmise ajal võib tekkida kerge kipitustunne. Kipituse vähendamiseks või kõrvaldamiseks vähendage mikrovoolu intensiivsust. Elektroonilised jälgimisseadmed ei pruugi seadme kasutamise ajal korralikult töötada. Ärge kunagi kasutage toodet autojuhtimise või raskemasinatega töötamise ajal. Ärge torgake toote avadesse teravaid esemeid. Toodet tohib kasutada ainult koos eriti madala pingega (SELV) turvadaapteriga. Soovitame seadme laadimiseks kasutada standardeid IEC60335 toiteallikaid. Ärge kasutage toodet ärritunud või vigastatud nahal ega lahtistel haavadel (pärast mistahes vigastust), naha bakteriaalsete või viirusnakkuste korral (nii kasutuspiirkonnas kui ka mujal). See toode ei ole ette nähtud meditsiiniliste nahaseisundite või -haiguste raviks. Kui teil on meditsiinilisi nahaseisundeid või -haigusi, pidage enne selle toote kasutamist nõu dermatoloogiga. Ärge kasutage toodet, kui see on 1) ebatavaliselt kuum, 2) mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3) värv muutunud. Kui kasutamise ajal tekib valu ja/või ebamugavustunne, lõpetage kasutamine ja pöörduge arsti poole. Silmaümbrus on väga tundlik. Olge selles piirkonnas eriti ettevaatlik ja vältige toote kokkupuudet silmalauude või silmaga. Kasutage toodet ainult nii, nagu teie isikupärastatud rutiin on soovitanud. Hügieenikaalutlustel soovime teil oma toodet mitte kellegi teisega jagada. Toode on mõeldud kosmeetiliseks kasutamiseks näol, kaelal ja dekolteel. GESKE ei vastuta kahjulike tagajärgede eest, mis tulenevad kasutamisest teistel kehapiirkondadel või muul ebaõigel kasutamisel, ühendamisest sobimatute pingelaadidega, saastunud juhtiva vedeliku või kuulidega. Enne laadimist veenduge alati, et pistik ja pistikupesad on täiesti kuivad. Vastasel juhul võib tagajäreks olla elektrilöök, lühis või tulekahju. Toodet ei tohi kasutada, kui see on vooluvõrku ühendatud.

Hoiatused

Vigastusoht valesti kasutamise korral!

Kasutage toodet ainult nii, nagu on kirjeldatud kiirjuhendis ja videojuhistes. Kui teil on endiselt küsimusi, võtke ühendust meie klienditoega aadressil support@geske.com.

Vigastusoht tulekahju/süttimise tõttu!

Ärge kustutage toodet veega. Ärge visake toodet tulle.

Vigastusoht vigaste akude tõttu!

Akude ebaõige käsitlemine võib põhjustada kontrollimatut eksotermilist reaktsiooni. Sellisel juhul visake kogu toode viivitamatult ja nõuetekohaselt ära.

Vigastusoht lastele!

Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.

Elektrilöögist tulenev vigastusoht!

Vedelik võib kahjustada laadimisahelat ja ohustada teie tervist. Ühendage toode puhastamise ajaks laadimiskaablist/vooluringist lahti.

Magnetvälja kahjustuste oht!

Magnetväljad võivad mõjutada mehaanilisi ja elektroonilisi komponente, näiteks südamestimulaatoreid. Ärge kasutage toodet otse südamestimulaatori kohal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma raviarstiga. Ärge asetage magnetribadega kaarte (nt krediitkaarte) toote lähedusse, kuna toote magnetid võivad neid kahjustada.

Kahjustuste oht ümbritseva temperatuuri muutumise tõttu!

Ümbritseva temperatuuri muutumine (nt pärast transportimist) võib põhjustada kondensaadi teket. Sellisel juhul ärge kasutage toodet enne, kui see on uue ümbritseva temperatuuriga kohanenud. Ärge kunagi jätke toodet otsele päikesevalguse või äärmusliku kuumuse kätte või keeva vee alla.

Ohutu kasutamine kuni ümbritseva temperatuurini 50 °C/122 °F.

Liiga pikk laadimine kahjustab seadet!

Pärast iga laadimisprotsessi ühendage laadimiskaabel vooluringist lahti.

Ohutu laadimine kuni ümbritseva temperatuurini 45 °C/113 °F.

Teave seadme utiliseerimise ja elektroonikaromude kohta. See elektriseade lasti esmakordselt turule pärast 13. augustit 2005. Vastavalt Euroopa WEEE direktiivile ja riiklikele eeskirjadele ei tohi selle tarnega kaasas olevaid elektriseadmeid ja elektroonilisi osi olmejäätmete hulka visata. Tootes eluaia lõpus tuleb need keskkonnasõbraliku kõrvaldamise tagamiseks ära anda kohalikus kogumispunktis.

Märkused akude / taaskasutatavate akude kohta

Ohutu kasutamine kuni ümbritseva temperatuurini 50 °C/122 °F.

Liiga pikk laadimine kahjustab seadet!

Pärast iga laadimisprotsessi ühendage laadimiskaabel vooluringist lahti.

Ohutu laadimine kuni ümbritseva temperatuurini 45 °C/113 °F.



Teave seadme utiliseerimise ja elektroonikaromude kohta. See elektriseade lasti esmakordselt turule pärast 13. augustit 2005. Vastavalt Euroopa WEEE direktiivile ja riiklikele eeskirjadele ei tohi selle tarnega kaasas olevaid elektriseadmeid ja elektroonilisi osi olmejäätmete hulka visata. Tootes eluaia lõpus tuleb need keskkonnasõbraliku kõrvaldamise tagamiseks ära anda kohalikus kogumispunktis.

Märkused akude / taaskasutatavate akude kohta

Akude ja taaskasutatavate akude turustamise kontekstis oleme vastavalt Euroopa eeskirjadele kohustatud teid kui tarbijat teavitama järgmisest. Olete seaduslikult kohustatud akud ja taaskasutatavad akud tagastama. Pärast kasutamist saate need tagastada meile, via kohaliku kogumispunkti või toimetada tasuta kohalikule edasimüüjale. Akud ja taaskasutatavad akud on märgistatud järgmiselt:



Need sümbolid tähendavad, et teie kui tarbija ei saa akusid ega taaskasutatavaid akusid olmejäätmete hulka visata. Kahjulikke aineid sisaldavad akud ja taaskasutatavad akud on märgistatud ühega neist sümbolitest. Sümbol koosneb läbikriipsutatud rastestega prügikastist ja peamise saasteaine raskemetalli keemilisest sümbolist. Üksikasjalikumalt tähendavad ülalnimetatud sümbolid järgmist.
Pb = aku sisaldab pliid, Cd = aku sisaldab kaadmiumi, Hg = aku sisaldab elavhõbedat

Märkused liitiumakude/taaskasutatavate akude kohta

Liitiumakud ja taaskasutatavad liitiumakud tunnete ära keemilise sümboli Li* järgi. Lisaks ülaltoodud teabele juhitakse tähelepanu ka järgmisele. Liitiumakude või taaskasutatavate akude äraviskamisel, kas need meile tagastades, viies need kohaliku kogumispunkti või andes need kohalikele jaemüüjatele või jäätmekäitluste ettevõtetele, veenduge, et need on täielikult tühjenenud. Samuti pöörake tähelepanu vältimiseks katta klepindiga aku kontaktpiinaid, millel on märgistus „+“ ja „-“.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin kinnitab käesolevaga, et kõik elektroonikaseadmed vastavad kehtivate Euroopa direktiivide 2014/30/EL ja 2011/65/EL asjakohaste tingimustele.

Vastutuse piirang

GESKE Beauty Tech GmbH ja/või selle jaemüüjad vastutavad vastavalt juriidilistele eeskirjadele kahjude eest, mis on põhjustatud ettevõtte GESKE Beauty Tech GmbH, selle esindaja või agendi tahtlikust või raskest hooletusest. GESKE Beauty Tech GmbH ja/või selle edasimüüjad vastutavad ainult tahtliku või raske hooletu käitumisega seotud kahjude eest, välja arvatud eluohtlikud, jäseme- või tervisevigastused ning oluliste lepinguliste kohustuste rikkumine (põhikohustused). See kehtib ka kaudsete kahjude, eelkõige saamata jäänud kasumi kohta. Lisaks sellele piirub vastutus tarbijate ees võetud garantii tõttu, välja arvatud tahtliku või raske hooletu käitumise või eluohtliku, jäseme- või tervisekahjustuse ning oluliste lepinguliste kohustuste (põhikohustuste) rikkumise korral tüüpiliste, prognoositavate kahjudega lepingu sõlmimisel ning ka sellele lepingule omase keskmise kahju tasemega. See kehtib ka kaudsete kahjude, eelkõige saamata jäänud kasumi kohta. Ettevõtete puhul, välja arvatud juhul, kui GESKE Beauty Tech GmbH ja/või selle jaemüüjad on tekitanud eluohtlikke, jäseme- ja tervisevigastusi või käitunud tahtlikult või raskest hooletult, piirub vastutus lepingu sõlmimisel tekkinud tüüpiliste prognoositavate kahjudega ja ka sellele lepingule omase keskmise kahju tasemega. See kehtib ka kaudsete kahjude, eelkõige saamata jäänud kasumi kohta. Ei võeta vastutust kahju eest, mis on tingitud järgmisest: selle juhendi mittejärgimine, sobimatu kasutamine, voolitama muudatused, tehnilised muudatused, heakskiitmata varuosade kasutamine, heakskiitmata lisatarvikute kasutamine. Saksamaa tootevastutuse seadustest tulenevaid vastutusnõudeid see ei mõjuta.